

Anticorpo Monoclonale Coniglio Puma Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bxh1

Numero articolo: CM0010206



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio PUMA ad alta specificità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Mira al modulatore dell'apoptosi regolato da p53, chiave per la ricerca sul cancro e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PUMA mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27113
Immunogeno	Peptide Sintetico (amminoacidi 100-193 di PUMA umana, NP_055232.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXH1
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio