

Puma Coniglio Pab Per Wb - Q96Pg8/Q9Bxh1

Numero articolo: CM0020025

introduzione

PUMA Coniglio pAb validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Bersaglia multiple isoforme PUMA (10-26 kDa) per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PUMA Coniglio pAb
Note/Alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27113
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-131 del PUMA umano (NP_001120713.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
Peso Proteico	10kDa/14kDa/20kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio