

Anticorpo Monoclonale Rabbit Puromicina - Validato Per Wb, Ihc, If, Ip, Citometria A Flusso E Elisa

Numero articolo: CM0000066

introduzione

Questo anticorpo monoclonale rabbit puromicina, sviluppato contro composti chimici della puromicina, è ideale per rilevare l'incorporazione di puromicina nei saggi di sintesi proteica. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intracellulare) e ELISA; reattività indipendente dalla specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Puromicina Rabbit mAb
ID gene	CAS:58-58-2
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti alla puromicina.
Origine	Rabbit
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra), ELISA
Reattività incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio