

Puromicina Coniglio Pab - Cas:58-58-2

Numero articolo: CM0019707

introduzione

Puromicina Coniglio pAb è un anticorpo policlonale di coniglio sviluppato contro la puromicina. Adatto per WB ed ELISA con reattività crociata indipendente dalla specie, questo anticorpo funge da strumento per studiare la sintesi proteica e la selezione basata sulla puromicina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Puromicina Coniglio pAb
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	CAS:58-58-2
ID Gene	CAS:58-58-2
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti alla Puromicina
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacca di ghiaccio