


Anticorpo Policlonale Coniglio Pygb Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11216

Numero articolo: CM0029046



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana PYGB (glicogeno fosforilasi cerebrale). Adatto per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Rileva la PYGB umana, di topo e di ratto con un peso molecolare previsto di 97 kDa. Ideale per studi sul metabolismo del glicogeno e sull'omeostasi energetica cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PYGB Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GPBB; PYGB
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5834
ID gene	5834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 544-843 della PYGB umana (NP_002853.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11216
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio