


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Rab10 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61026

Numero articolo: CM0006944



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio RAB10 di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva RAB10 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul traffico intracellulare e il trasporto di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	mAb di coniglio RAB10
Note/Alias	RAB10; proteina Ras-correlata Rab-10; [Validato KD] RAB10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10890
ID Gene	10890
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di RAB10 umano (NP_057215.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61026
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio