

Anticorpo Policlonale Coniglio Rab34 Per Wb, Elisa - P0Di83/Q9Bzg1

Numero articolo: CM0014673

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAB34 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva più isoforme in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla funzione nucleolare e sullo splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB34 Coniglio pAb
Note/Alias	RAH; NARR; RAB39; RAB34
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	83871
ID Gene	83871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-259 di RAB34 umano (NP_114140.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0Di83/Q9BZG1
Peso Proteico	21kDa/28kDa/29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio