


Rab3D Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - O95716

Numero articolo: CM0017225



introduzione

RAB3D pAb di coniglio (O95716) è un anticorpo policlonale validato per WB e ELISA, cross-reattivo con umano e topo. La banda prevista è di 24 kDa. Ideale per lo studio di Rab-3D nel traffico di membrane e nell'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB3D pAb di coniglio
Note/Alias	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
Specie	Umana
GeneID (umano)	9545
GeneID	9545
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-219 della RAB3D umana (NP_004274.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	O95716
Peso proteico	24 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio