


Rab4A Anticorpo Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - P20338

Numero articolo: CM0029379



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RAB4A validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva RAB4A in campioni umani, murini e di ratto. Il bersaglio è una piccola GTPasi che regola il traffico delle membrane intracellulari e il trasporto proteico. Ideale per studi sulla via endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB4A Rabbit pAb
Note/Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Specie	Umano
Gene ID	5867 (umano)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di RAB4A umano (NP_004569.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P20338
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio