

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne) Per Citometria A Flusso Intracellulare

Numero articolo: CM0000052

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il 4-Hydroxynonenal (4-HNE), un marcatore chiave della perossidazione lipidica. Validato per citometria a flusso intracellulare con reattività indipendente dalla specie. Fornito come materia prima IVD per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-4-Hydroxynonenal mAb
Note/Alias	4-HNE
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti al 4-Hydroxynonenal.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio