

Abflo 488 Coniglio Anti-4-Idrossinonenale (4-Hne) Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare

Numero articolo: CM0000027

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato fluorescente ABflo 488 di coniglio che targeting il marcatore di perossidazione lipidica 4-idrossinonenale (4-HNE). Ideale per citometria a flusso intracellulare (FC intra) con reattività indipendente dalla specie, supportando la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome Prodotto	Coniglio anti-4-idrossinonenale mAb
Osservazioni/Alias	4-HNE
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti al 4-idrossinonenale
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio