

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atf5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2D1

Numero articolo: CM0008457

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ATF5 per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato nell'uomo, nel topo e nel ratto, questo anticorpo si rivolge al fattore di trascrizione ATF5, critico per la sopravvivenza e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATF5 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22809
GeneID	22809
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 183-282 di ATF5 umano (Q9Y2D1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9YD1
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio