

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-C3Ar1 Per Wb, Elisa - Q16581

Numero articolo: CM0023058



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la C3AR1 umana, un recettore accoppiato a proteine G per l'anafilatossina C3a coinvolto nella chemiotassi e nell'infiammazione. Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Utile per lo studio della segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C3AR1 Rabbit pAb
Note / Alias	AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	719
ID gene	719
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della C3AR1 umana (NP_004045.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q16581
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio