


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Calca Per Applicazioni Di Ricerca In Wb E Elisa - P01258 / P06881

Numero articolo: CM0015934



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia CALCA (calcitonina) umana, validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del calcio e della segnalazione ormonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CALCA Rabbit pAb
Note/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	796
GeneID	796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-141 di CALCA umana (NP_001029124.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01258 / P06881
Peso proteico	13kDa / 15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio