

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Gatto Cd27 - Gatto Cd27

Numero articolo: CM0004750

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD27 del gatto, coniugato con per la citometria a flusso. Specifico per il CD27 felino. Approvvigionato tramite la piattaforma di approvvigionamento di materie prime per IVD tutto in uno di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Gatto CD27
Specie	Gatto
ID Gene (Umano)	939
ID Gene	101091633
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD27 felino
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Gatto
Spedizione	Sacca refrigerante