

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Gatto Cd27 - Cd27

Numero articolo: CM0010137

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD27 felino per applicazioni di citometria a flusso. L'immunogeno comprende gli amminoacidi 20-191 del CD27 felino; non è stata segnalata reattività crociata con altre specie. Ideale per studi immunologici felini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Gatto CD27
Specie	Gatto
ID Gene (Umano)	939
ID Gene	101091633
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-191 del CD27 felino (XP_011282025.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Gatto
Spedizione	Borsa del ghiaccio