


Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Gatto Cd8 Alfa Per Citometria A Flusso - P41688

Numero articolo: CM0004508



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il CD8 alfa felino, adatto per la citometria a flusso (FC). Facilita lo studio delle risposte delle cellule T CD8+ e delle cellule NK nella ricerca di immunologia felina. Reagisce in modo specifico con il gatto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Cat CD8 alpha mAb
Note/Alias	CD8A
Specie	Gatto
GeneID (Umano)	925
GeneID	493799
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-186 del CD8 alfa felino (NP_001009843.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Gatto
SWISS	P41688
Peso Proteico	32-34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio