

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cc2D1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P1N0

Numero articolo: CM0024841

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CC2D1A umano, validato per WB, IHC-P, ELISA e cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica, la funzione sinaptica e la segnalazione PI3K.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	CC2D1A pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54862
GeneID	54862
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di CC2D1A umano (NP_060191.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P1N0
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio