


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd14 Per Citometria A Flusso - P08571

Numero articolo: CM0004334



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD14 coniugato per citometria a flusso. Rileva CD14 su monociti/macrofagi umani e di cinomolgo. Corecettore per LPS; fondamentale per la ricerca sull'immunità innata. Peso molecolare: 40 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD14 umano/scimmia
Note/Alias	CD14
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	929
GeneID	929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 della CD14 umana (NP_000582.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio