


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd62E/E-Selectina Per Wb, Fc, Elisa - P16581

Numero articolo: CM0006597



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD62E/E-selectina umana validato per WB, FC, ELISA. Immunogeno ricombinante, rileva una banda di 66 kDa. Adatto per lo studio dell'adesione leucocitaria e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD62E/E-selectina
Note/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6401
GeneID	6401
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-230 della CD62E/E-selectina umana (NP_000441.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P16581
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante