


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0012511



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD8a umano, coniugato con , per citometria a flusso. Validato su campioni umani e di scimmia cynomolgus. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie nella ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD8a umano/di scimmia
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 di CD8a umano (NP_001759.3))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, cynomolgus
SWISS	P01732
Peso della proteina	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante