

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdc42 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60953

Numero articolo: CM0017460



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDC42 (Cell division control protein 42 homolog). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia la piccola GTPasi che regola la dinamica dell'actina, la polarità cellulare e la migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDC42 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-191 della CDC42 umana (NP_001782.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60953
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio