

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Ddddk-Tag - Ddddk-Tag

Numero articolo: CM0010690

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per il tag DDDDK, per citometria a flusso intracellulare. Il riconoscimento del tag indipendente dalla specie consente progetti sperimentali flessibili in vari sistemi modello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DDDDK-Tag
Note / Alias	DDDDK; Tag DDDDK; DDDDK-tag
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente al tag DDDDK
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio