

Coniglio Anti-Cane Cd19 Anticorpo Monoclonale - Cd19

Numero articolo: CM0004723

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting sul CD19 canino, un antigene di superficie delle cellule B. Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC) nella ricerca di immunologia canina. Cross-reatta con il cane. Adatto per colorazione di immunofluorescenza diretta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Ca CD19 mAb
Osservazioni/Alias	CD19
Specie	Cane
Gene ID (Umano)	930
Gene ID	607898
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross Reattività	Cane
Spedizione	Borsa del ghiaccio