

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd19 Canino - Cd19

Numero articolo: CM0004626

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD19 canino per l'analisi diretta al citofluorimetro (FC) dei linfociti B canini. Immunogeno ricombinante, specifico per il CD19 canino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD19 canino
Alias	CD19
Specie	Cane
ID genico umano	930
ID genico	607898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-299 del CD19 canino (XP_013969991.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Cane
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio