

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cane Cd27 - Cd27

Numero articolo: CM0010020

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che riconosce il CD27 del cane (TNFRSF7). Convalidato per la citometria a flusso, reagisce specificamente con campioni canini. Ideale per la caratterizzazione delle cellule immunitarie nella ricerca canina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cane CD27
Note/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Cane
Gene ID (Umano)	939
Gene ID	611674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-215 del CD27 canino (XP_038295140.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Cane
Peso Molecolare Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante