

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cane Cd27 Per Citometria A Flusso - Cd27

Numero articolo: CM0010234

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato mirato al CD27 (TNFRSF7) canino. Immunogene ricombinante (aa 20-215) progettato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca canina e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-cane CD27
Osservazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Cane
Gene ID (Umano)	939
Gene ID	611674
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-215 del CD27 canino (XP_038295140.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Cane
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio