

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd4 Di Cane Per Citometria A Flusso - Cd4 Canino

Numero articolo: CM0008268

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato mirante al CD4 canino, convalidato per la citometria a flusso (FC). Immunogene ricombinante (aa 26-400). Ideale per la fenotipizzazione dei linfociti canini e applicazioni di ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-CD4 di cane
Osservazioni/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Specie	Cane
Gene ID (Umano)	920
Gene ID	403931
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-400 del CD4 di cane (NP_001003252.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Cane
Spedizione	Borsa del ghiaccio