

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd4 Cane - Np_001003252.1

Numero articolo: CM0004453

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD4 cane per applicazioni di citometria a flusso (FC). Immunogeno proteico ricombinante, reagisce con la CD4 canina. Ideale per la ricerca in immunologia canina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD4 cane
Annotazioni/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Specie	Cane
ID gene (Uomo)	920
ID gene	403931
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Cane
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio