

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cane Cd8A Per Citometria A Flusso - P33706

Numero articolo: CM0010984

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato di alta qualità contro CD8A canino per citometria a flusso. Mirata alla glicoproteina di superficie delle cellule T catena alfa CD8, essenziale per l'interazione con il complesso maggiore di istocompatibilità di classe I e le risposte delle cellule T citotossiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Cane CD8A mAb
Osservazioni/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Specie	Cane
GeneID (Umano)	925
GeneID	403157
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-139 di CD8A canina (NP_001002935.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Cane
SWISS	P33706
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio