

Mab Coniglio Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Numero articolo: CM0008805

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro i coloranti FITC, 5-FAM e 6-FAM. Reattività indipendente dalla specie, validato per citometria a flusso, adatto per la rilevazione di sonde fluorescenti nella ricerca e nello sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Note/Alias	FITC
Immunogeno	Composti chimici Molecola piccola chimica corrispondente a FITC/5-FAM/6-FAM.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio