

Mab Di Coniglio Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Numero articolo: CM0012252

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce specificamente le piccole molecole FITC, 5-FAM e 6-FAM. Questo reagente indipendente dalla specie è progettato per la citometria a flusso e supporta il rilevamento in immunofluorescenza nello sviluppo di saggi diagnostici e nella ricerca biomedica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Note/Alias	FITC
Specie	Coniglio
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a FITC/5-FAM/6-FAM
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio