

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Numero articolo: CM0004082

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FITC/5-FAM/6-FAM () per citometria a flusso. Riconosce FITC, 5-FAM e 6-FAM con reattività indipendente dalla specie. Utile per rilevare coniugati FITC nella ricerca di immunofluorescenza e IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Note/Alias	FITC
Immunogeno	Composti chimici
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Con borsa del ghiaccio