

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Numero articolo: CM0008918

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro FITC/5-FAM/6-FAM, validato per la citometria a flusso. La reattività indipendente dalla specie consente un utilizzo versatile nei test immunologici per la rilevazione di piccole molecole.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Note/alias	FITC
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a FITC/5-FAM/6-FAM
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa refrigerante