

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Flotillin-2 (Flot2) Per Wb Ed Elisa - Q14254

Numero articolo: CM0021338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Flotillin-2 (FLOT2) umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Indicato per studi sulle caveole, sull'adesione cellulare e sulla biologia epidermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FLOT2 Rabbit pAb
Note/alias	ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	2319
ID gene	2319
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 239-428 della FLOT2 umana (NP_004466.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q14254
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante