

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Frem1 Per Wb, Elisa - Q5H8C1

Numero articolo: CM0023372

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FREM1 validato per WB ed ELISA. FREM1 è una proteina della matrice extracellulare essenziale per la differenziazione e l'adesione epidermica durante lo sviluppo. Reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FREM1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	158326
GeneID	158326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1880-2179 di FREM1 umano (NP_659403.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5H8C1
Peso Proteico	244kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio