


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gca Per Wb, If/Icc, Elisa - P28676

Numero articolo: CM0028155



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-GCA bersaglia la grancalcina legante il calcio (~24 kDa). Applicazioni: WB, IF/ICC, ELISA. Reattività: uomo, topo. Ideale per studi sull'adesione dei neutrofili e sulle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GCA Rabbit pAb
Note/Alias	GCL; GCA
Specie	Uomo
Gene ID	25801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-217 della GCA umana (NP_036330.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P28676
Peso molecolare proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio