

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gnai3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

Numero articolo: CM0015154



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GNAI3 umano, validato per Western blot, IF/ICC, IP ed ELISA. Riconosce GNAI3 umano e murino; adatto per lo studio della segnalazione delle proteine G e della divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] GNAI3 Rabbit pAb
Note/Alias	87U6; HG1A; ARCND1; ARCODS; I3
Specie	Umano
GeneID	2773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-354 di GNAI3 umano (NP_006487.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P08754
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio