

Frammento Mab Di Igg (Fab) Di Coniglio Anti-Capra - Frammento Di Igg (Fab) Di Capra

Numero articolo: CM0006154

introduzione

Il frammento mAb di IgG (Fab) di coniglio anti-capra è un anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce specificamente il Fab di IgG di capra, adatto per applicazioni di citometria a flusso in immunoassay e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Frammento mAb di IgG (Fab) di coniglio anti-capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento di IgG (Fab) di coniglio anti-capra
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio