

Mab Rabbit Anti-Capra Igg (Frammento Fab) - Frammento Fab Di Igg Di Capra

Numero articolo: CM0004024

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato con diretto contro il frammento Fab di IgG di capra. Validato per applicazioni in citometria a flusso. L'immunogeno ricombinante garantisce elevata specificità e coerenza tra lotti. Adatto per test immunologici che richiedono il rilevamento di IgG anti-capra nella ricerca e nello sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Capra IgG (Frammento Fab)
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento Fab di IgG di capra
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Sacco di ghiaccio