

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Frammento Igg (Fab) Di Capra Coniugato Ad Per Citometria A Flusso - Frammento Fab Di Igg Di Capra

Numero articolo: CM0006402

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , diretto contro il frammento Fab delle IgG di capra. Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC), consente il rilevamento specie-specifico delle IgG di capra in diversi immunodosaggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-frammento IgG (Fab) di capra coniugato ad
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento IgG (Fab) di capra
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Borsa refrigerante