

## Coniglio Anti-Capra Igg (Fc) Frammento Mab

Numero articolo: CM0010190

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirato al frammento di capra IgG (Fc), adatto per applicazioni di citometria a flusso. Progettato per il rilevamento specifico di capra IgG in saggi di ricerca e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Coniglio Anti-Capra IgG (Fc) frammento mAb            |
| Specie              | Capra                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante del frammento di capra IgG (Fc) |
| Fonte               | Coniglio                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                 |
| Applicazione        | FC                                                    |
| Reattività crociata | Capra                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                    |