

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Frammento Igg (Fc) Di Capra - Frammento Igg (Fc) Di Capra

Numero articolo: CM0006533

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il frammento Fc delle IgG di capra. Validato per la citometria a flusso, è adatto per il rilevamento delle immunoglobuline di capra in saggi di ricerca e diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-frammento IgG (Fc) di capra
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento IgG (Fc) di capra
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Borsa refrigerante