

Coniglio Anti-Capr Igg (Fc) Frammento Mab

Numero articolo: CM0007217

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting il frammento di Capr IgG (Fc) per applicazioni di citometria a flusso. Specifico per la regione Fc di capra, minimizzando la cross-reattività. Ideale per studi di immunofluorescenza multi-colore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Capr IgG (Fc) frammento mAb
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento di Capr IgG (Fc)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Cross-reattività	Capra
Spedizione	Borsa del ghiaccio