

Igg (Frammento Fc) Di Capra Monoclonale Anti-Coniglio

Numero articolo: CM0005290



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia il frammento Fc dell'IgG di capra per citometria a flusso. Ideale per rilevare l'IgG di capra nei saggi immunologici. Presenta reazione crociata con l'IgG di capra.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IgG (Fc) di Capra Anti-coniglio mAb
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento Fc dell'IgG di capra
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio