

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnf4A Per Wb, Elisa - Hnf4A

Numero articolo: CM0013448

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HNF4a (HNF4alpha), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Utile per la ricerca sulla regolazione genica specifica del fegato e sulla funzione epatocellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNF4a Rabbit pAb
Note/alias	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a
Specie	Topo
ID genico (umano)	3172
ID genico (topo)	15378
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HNF4a umano (NP_000448.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
Peso della proteina	51kDa/52kDa
Spedizione	Borsa refrigerante