


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hpcal1 Per Wb E Elisa - P37235

Numero articolo: CM0024317



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro HPCAL1 (proteina simile all'ippocalcina 1), convalidato da KO, per applicazioni Western blot e ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] HPCAL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3241
GeneID	3241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 dell'HPCAL1 umano (NP_002140.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P37235
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio