


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Axl Umano Per Fc - P30530

Numero articolo: CM0011696



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira all'AXL umano (UniProt P30530) validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare la segnalazione mediata da AXL, il cancro e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-AXL umano                                                                               |
| Note/Alias               | ARK; UFO; JTK11; Tyro7                                                                                                         |
| Specie                   | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)           | 558                                                                                                                            |
| GeneID                   | 558                                                                                                                            |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 dell'AXL umano. (NP_068713.2). |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione             | FC                                                                                                                             |
| Reattività Incrociata    | Umano                                                                                                                          |
| SWISS                    | P30530                                                                                                                         |
| Peso Molecolare Proteina | 98kDa                                                                                                                          |
| Spedizione               | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |