


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Axl Umano Per Fc - P30530

Numero articolo: CM0011338



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la tirosin-chinasi recettoriale AXL umana (UFO/Tyro7). Progettato per la citometria a flusso e validato in campioni umani. Scopri il ruolo di AXL nel cancro, nell'immunità e nelle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-AXL umano
Note/alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Specie	Umano
GeneID (umano)	558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 di AXL umano (NP_068713.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30530
Peso della proteina	98 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico