


Coniglio Anti-Umano Axl Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P30530

Numero articolo: CM0008790



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano AXL coniugato con ABflo 488 per citometria a flusso. Bersaglio AXL umano (P30530), un recettore tirosin chinasi coinvolto nella sopravvivenza cellulare, proliferazione e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano AXL mAb
Osservazioni/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	558
Gene ID	558
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 di AXL umano (NP_068713.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio